

Proceed Ventral Patch

Datenblatt




Eigenschaften PVP

Eigenschaften

Anwendung	Abdominalwand-Hernie / Abdominalwanddefekt
Resorption / Resorptionszeit	ORZ: 4 Wochen , PDS: 8 Monate , Polyglactin 910: 56-70 Tage
Material	Prolene monofil / PDS / oxidierte, regenerierte Zellulose
Gewicht Pre-Resorption	180 g/m ²
Gewicht Post-Resorption	44 g/m ² - nicht resorbierbarer Proleneanteil, der als besonders dehnbar gilt
Porengröße	3,5 mm längs / 2,5 mm quer - makroporös
Prozeduren	Nabelhernie/Umbilicalhernie mit Bruchlücke 2-3 cm
Design	Patch

Einsatz PVP



Eigenschaften PVP

Produktbezeichnung	Produktcode	Größe	Pck. Einheit
Proceed Ventral Patch	PVPS	⊘ 4,3 cm	2
Proceed Ventral Patch	PVPM	⊘ 6,4 cm	2



Für aktuelle und vollständige Anleitungen sowie weitere Warnhinweise, beachten Sie bitte immer die der Verpackung beiliegende Gebrauchsanweisung.